

# VARTALOHIERONTALAITE

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Teho:** 24 W.
- **Akunkesto:** n. 90–120 min.
- **Ohjelmat:** 12 automaattitilaa.
- **Intensiteetti:** 10 tärinätasoa.
- **Näyttö:** LCD ja hipaisunäppäimet.
- **Mitat:** 42 x 8 x 10 cm.
- **Paino:** 0,81 kg.
- **Setti:** Hierontalaite, 6 päätä, laturi.

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Kattava lihahuolto:** Lievittää kipuja, avaa jumeja ja nopeuttaa palautumista.
- **Anti-selluliitti:** Vilkastuttaa verenkiertoa ja lymfakiertoa tasoittaen ihoa.
- **6 erikoishierontapäätä:** Omat päät selälle, nivelille, suurille lihasryhmille ja pistehierontaan.
- **Täysi langattomuus:** Tehokas akku mahdollistaa hieronnan missä vain ilman johtoja.
- **Pitkä varsi:** Ergonominen muotoilu mahdollistaa koko selän hieronnan itse ilman kurottelua.
- **Älykäs ajastin:** Automaattinen 15 minuutin sammutus takaa turvallisen käytön.

### Vinkki:

*Käytä leveää monipistepäätä reisille selluliitin hoitoon ja kapeampaa kärkeä tarkkaan pistehierontaan lihasjumeissa!*



Teminet Oy/polkumyynti.com – Kaikki oikeudet pidätetään.

## KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

- **Lataus:** Lataa täyteen ennen käyttöä. Huom! Laitetta ei saa käyttää latauksen aikana.
- **Käynnistys:** Kiinnitä haluamasi pää kiertämällä ja käynnistä virtapainikkeesta.
- **Asetukset:** Vaihda ohjelmaa "Auto"-painikkeesta ja säädä voimakkuutta nuolilla.
- **Puhdistus:** Pyyhi laite ja päät nihkeällä liinalla käytön jälkeen. Älä upota veteen.

### Vinkki:

*Aloita aina alhaisimmalla teholla ja lisää voimakkuutta lihasten lämmitessä optimaalisen rentoutumisen saavuttamiseksi.*

## TURVALLISUUSOHJEET

- **Käyttöaika:** Max. 60 s per kohta. Yhtäjaksoinen käyttö koko vartalolle max. 15 min.
- **Rajoitukset:** Älä käytä suoraan luiden päällä, pään alueella tai jos tunnet kipua.
- **Säilytys:** Huoneenlämmössä (0–40 °C). Irrota laturi, kun akku on täynnä.
- **Lapset:** Pidä poissa lasten ulottuvilta. Tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Tuote sisältää elektroniikkaa ja akun.
- Toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.
- Pakkausmateriaalit (pahvi/muovi) kierrätetään paikallisten ohjeiden mukaan.