



ENNEN KÄYTTÖÄ HUOMIOITAVAA

Käyttö on **ehdottomasti kielletty** seuraavissa tilanteissa:

- **Verisairaudet:** Henkilöillä, joilla on verenvuototauti, suonikohjuja tai taipumusta verenvuotoihin.
- **Vakavat sairaudet:** Potilailla, joilla on trombosytopenia, leukemia, hemofilia tai Henoch-Schönleinin purppura.
- **Erityistilat:** Raskauden ja kuukautisten aikana.
- **Iho- ja yleisoireet:** Henkilöillä, joilla on ihovaurioita, ihoherkkyyttä tai korkea kuume.

Huomioi myös nämä turvallisuusohjeet ennen käsittelyä:

- **Vältä väsymystä:** Älä käytä laitetta kovassa väsymystilassa, päihtyneenä tai huonosti nukutun yön jälkeen.
- **Ajoita oikein:** Vältä laitteen käyttöä kaksi tuntia ennen ruokailua ja kaksi tuntia ruokailun jälkeen.
- **Lämpörajoitus:** Lämmitystoimintoa ei saa käyttää pikkulapsille tai henkilöille, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään.
- **Oikea liikesuunta:** Liikuta laitetta hieronnan aikana aina vain yhteen ja samaan suuntaan.
- **Älä sahaa iholla:** Älä liikuta laitetta edestakaisin ylös ja alas tai sivulta toiselle.
- **Verenkierto vilkastuu:** Iholle nousevat punaiset pisteet tai jälkiä (sha-jäljet) ovat normaaleja, sillä laite vilkastuttaa paikallista verenkiertoa.
- **Käsittele hellävaraisesti:** Laitetta käytetään ensisijaisesti hellävaraiseen hierontaan, eikä ihoa tarvitse käsitellä huokosten avautumiseen saakka.
- **Rajoita käyttöaikaa:** Käyttöaika ei saa olla liian pitkä, eikä laitetta saa käyttää jatkuvasti laajalla ihoalueella.
- **Lepää hoidon jälkeen:** Ihon pintaverisuonet laajenevat hoidossa, joten levää 45 minuuttia ennen suihkuun tai kylpyyn menemistä.

Huomautus: Tämä tuote ei ole lääkinnällinen laite, eikä sillä voida korvata lääketieteellistä hoitoa.

KÄYTTÖTAPA

- **Puhdista iho:** Puhdista käsiteltävät ihoalueet huolellisesti ennen laitteen käynnistystä.
- **Levitä öljyä:** Levitä iholle sopiva määrä eteeristä öljyä ennen hierontaa.
- **Tee ihotesti:** Jos sinulla on herkkä iho, testaa eteeristä öljyä ensin kyynärvarren sisäpuolelle tai korvan taakse.
- **Lopeta tarvittaessa:** Jos iholle ilmestyy punoitusta, turvotusta tai kutinaa, lopeta käyttö välittömästi.
- **Suojaa laite öljyltä:** Älä lisää öljyä liikaa, äläkä päästä sitä valumaan laitteen sisään.
- **Aloita varovasti:** Säädä alipaine sopivalle tasolle ja etene vähitellen miedommasta tehosta voimakkaampaan.
- **Rajoita aikaa:** Yhden ihoalueen käsittely saa kestää yleensä enintään 20 minuuttia.
- **Vapauta imu tiiviisti:** Kun haluat irrottaa laitteen ihosta, paina paineenpoistopainiketta, jolloin laite nousee irti helposti ja kivuttomasti.
- **Vaihda suodatin:** Vaihda laitteen sisällä oleva suodatinpuuvilla uuteen aina eteerisen öljyn käytön jälkeen.
- **Pese suodatin:** Suodatinpuuvilla voidaan pestä, kuivata ja käyttää uudelleen.

PUHDISTUS, HUOLTO JA SÄILYTYS

- **Estä putoaminen:** Säilytä laite turvallisessa paikassa ja älä aseta painavia esineitä sen päälle.
- **Oikeat olosuhteet:** Säilytä laitetta kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta.
- **Suojaa aineilta:** Pidä laite suojassa syövyttäviltä kaasuilta ja nesteiltä.
- **Lapsilukko:** Pidä laite aina poissa lasten ulottuvilta.
- **Ylläpidä akkua:** Jos laite on pitkään käyttämättä, katkaise virta ja lataa akku täyteen kolmen kuukauden välein.
- **Älä pura itse:** Älä yritä purkaa laitetta itse, vaan ota teknisten vikojen sattuessa yhteys huoltoon.
- **Katkaise virta:** Virta on katkaistava ja latauskaapeli irrotettava aina ennen puhdistusta.
- **Pyyhi nihkeällä:** Puhdista laite pehmeällä, nihkeällä sienellä tai liinalla. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita.
- **Älä upota veteen:** Laite ei ole vedenkestävä. Sen käyttö kosteissa tiloissa ja peseminen vedellä on kielletty oikosulkujen välttämiseksi.

KÄYTTÖPANEELI JA PAINIKKEET

Perusmalli (USB-latauksella toimiva malli):

- **Akkukäyttöisyys:** Laite toimii akulla, kun se on ladattu täyteen. Laitetta ei voi käynnistää latauksen aikana.
- **Latausvalo:** Sininen merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja sammuu, kun akku on täynnä.
- **Virta päälle/pois:** Paina virtakytkintä kaksi sekuntia käynnistääksesi laitteen (sininen valo syttyy). Sammuta painamalla kytkintä uudelleen kaksi sekuntia.
- **Imutehon säätö:** Säädä alipaineen voimakkuutta painikkeilla. Laitteessa on kuusi tehotasoa, ja se käynnistyy aina minimiteholla.
- **Tehonäyttö:** Näytön sinisten valojen määrä kertoo valitun tehotason.
- **Valmiustila:** Virtapainikkeen lyhyt painallus käytön aikana asettaa laitteen valmiustilaan, ja uusi painallus palauttaa sen toimintaan.
- **Automaattiajastin:** Laitteessa on 15 minuutin automaattinen ajastin, joka katkaisee virran itsestään.

Premium-malli (12-tasoinen malli lämmityksellä ja paineenpoistolla):

- **Laaja tehonsäätö:** Laitteessa on 12 tehotasoa. Laite aloittaa tasolta 1, ja tasolla 0 alipainetoiminto on kokonaan suljettu.
- **Tehotason näyttö:** Jokainen painallus nostaa tehoa yhdellä tasolla. Valittu taso näkyy näytöllä kahden sekunnin ajan ennen kuin näyttö palaa näyttämään jäljellä olevaa aikaa.
- **Paineenpoistopainike:** Kun alipaine on päällä, paina tätä painiketta vapauttaaksesi imun nopeasti ja helposti iholta ilman repimistä.
- **Lämmitystoiminto:** Paina lämmityspainiketta säätääksesi lämpötilaa (12 eri tasoa). Käynnistettäessä lämmitys on oletuksena pois päältä.
- **Punavalolämpö:** Jokainen painallus nostaa lämpötilatasoa yhdellä, ja laitteen alaosassa oleva punavalon valo syttyy. Korkeammilla tasoilla lämpötilan nouseminen vie hetken aikaa.
- **Lämpötilan näyttö:** Valittu taso näkyy näytöllä kahden sekunnin ajan, minkä jälkeen näyttö palaa näyttämään jäljellä olevaa aikaa.

TEKNISET TIEDOT

- **Materiaali:** ABS-muovi ja PC
- **Teho:** 8 W
- **Latausparametrit:** 5 V / 2 A
- **Nimellisjännite:** 3.7 V
- **Tuotteen koko:** 200 x 90 x 90 mm

