

NISKA-, SELKÄ- JA HARTIAHIERONTALAITTE BLOW PRO CARE

TURVALLISUUSOHJEET JA TERVEYDENTILA

Laitteen käyttöä on vältettävä tai konsultoitava lääkäriä seuraavissa tilanteissa:

- **Istutteet:** Jos sinulla on sydämentahdistin, tekonivelet tai muita implantteja.
- **Erityistilat:** Raskauden aikana.
- **Sairaudet:** Jos kärsit verenkiertohäiriöistä, diabeteksestä, tromboosista (veritulpasta), suonikohjuista, verisuonitulehduksesta tai vakavista selkävaivoista.
- **Iho-oireet:** Jos hierottavalla alueella on avohaavoja, vammoja, märkivää ihoa tai ihotulehdus.

Älä koskaan käytä laitetta:

- Nukkuessasi.
- Ajaessasi autoa tai käyttäessäsi koneita.
- Eläimille.
- Lämpöherkillä ihoalueilla.
- Päihteiden tai lääkkeiden alaisena, jotka heikentävät havaintokykyä.

Yleiset varotoimet:

- **Rajoita käyttöaika:** Käytä laitetta kerrallaan enintään 10 minuuttia.
- **Anna jäähtyä:** Anna laitteen jäähtyä vähintään 10 minuuttia ennen seuraavaa käyttökertaa.
- **Lämpötoiminto:** Lämmitystoiminnon vuoksi lämpöherkkien henkilöiden on käytettävä laitetta varoen.
- **Valvonta:** Laitetta tulee käyttää aina aikuisen valvonnassa, jotta lapset eivät pääse leikkimään sillä.
- **Yksi kerrallaan:** Laite on tarkoitettu vain yhden henkilön käytettäväksi kerrallaan.
- **Älä kuormita:** Älä seiso laitteen päällä äläkä aseta sen päälle painavia esineitä.
- *Huomautus: Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön, eikä se korvaa lääketieteellistä hoitoa.*

Verkkovirtaan kytkeminen ja huolto

- **Tarkista jännite:** Varmista ennen kytkemistä, että verkkovirran jännite vastaa laitteen tarran arvoja.
- **Käytä vain omaa laturia:** Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virallista laturia.
- **Suojaa vedeltä:** Pidä laite poissa kuumilta pinnoilta, nesteistä ja kosteudesta. Älä käytä laitetta märillä käsillä.
- **Kuivaa tarvittaessa:** Jos laite pääsee kastumaan, lopeta käyttö heti ja anna sen kuivua täysin ennen seuraavaa käynnistystä.
- **Irrota käytön jälkeen:** Irrota laite aina verkkovirrasta tai autolaturista käytön jälkeen.
- **Suojaa johto:** Älä vedä tai kierrä virtajohtoa ja jätä johtoon hieman löysää, jotta se ei irtoa vahingossa.
- **Älä pura itse:** Älä avaa laitteen vetoketjuja tai suojakankaita itse. Kaikki huollot kuuluu teettää valtuutetussa huoltoliikkeessä, muuten takuu raukeaa.



KÄYTTÖOHJEET

1. **Kytke virta:** Liitä verkkovirtalaturi ⑥ tai autolaturi ⑦ hierontalaitteen latausliitäntään ⑤.
2. **Asetu mukavasti:** Istu alas ja aseta laite niskasi taakse niin, että niska jää kahden pyörivän hierontapäiden väliin.
3. **Aseta kädet lenkkeihin:** Suuntaa ohjauspaneelin painikkeet vasemmalle puolellesi, pujota molemmat kätesi roikkuviin hihoihin ja rentouta kehosi.
4. **Käynnistä laite:** Paina lyhyesti virtapainiketta ① aloittaaksesi hieronnan. Laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Voit myös itse sammuttaa laitteen milloin vain painamalla virtapainiketta uudelleen.
5. **Vaihda suuntaa:** Voit muuttaa hierontapäiden pyörimissuuntaa painamalla suuntapainiketta ②.
6. **Säädä nopeutta:** Voit säätää hierontanopeutta painamalla nopeuspainiketta ③. Laitteessa on kolme eri nopeustasoa.
7. **Lämpötoiminto:** Voit kytkeä lämmitystoiminnon päälle tai pois päältä painamalla lämpöpainiketta ④.

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

- **Anna jäähtyä:** Irrota laite aina verkkovirrasta ennen puhdistusta ja anna sen jäähtyä kokonaan.
- **Pyyhi nihkeällä:** Laitteen saa puhdistaa vain käsin pyyhkimällä sitä pehmeällä, nihkeällä liinalla ja miedolla saippuavedellä.
- **Älä käytä kemikaaleja:** Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, harjoja, liuottimia, bensiiniä tai alkoholia puhdistukseen.
- **Älä upota veteen:** Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä altista sitä vesiroiskeille. Varmista, että laite on täysin kuiva ennen käyttöä.
- **Säilytys:** Säilytä laitetta puhtaassa ja kuivassa paikassa, mieluiten sen alkuperäisessä pussissa tai laatikossa.

TEKNISET TIEDOT

- **Maksimiteho:** 30 W
- **Virtalähde:** Verkkovirta 230 V ~ 50 Hz / Autovirta 12 V
- **Materiaali:** Pehmeä ekonahka ja hengittävä verkkokangas
- **Hierontapisteiden määrä:** 8 kpl
- **Hierontasuunnat:** 2 suuntaa
- **Automaattiajastin:** 10 minuuttia
- **Verkkovirtalaturin johdon pituus:** 1,45 m
- **Autolaturin johdon pituus:** 1,2 m
- **Hierontatyynyn mitat:** 36 x 17 cm
- **Hihojen pituus:** 50 cm
- **Tuotteen paino:** 1,5 kg
- **Lisäominaisuudet:** Valolämpötoiminto, automaattinen nopeudenvaihto, ylikuumenemissuoja.
- **Suojausluokka:** Sähkölaite suojausluokalla II.