

# INFRAPUNALÄMPÖMITTARI BLOW T-01

Tarkkuutta ja turvallisuutta sekunneissa. Tämä ammattilaistason kosketukseton kuumemittari tarjoaa kliinisesti tarkan tuloksen välittömästi: automaattinen kuumehälytys, 32 mittauksen muisti ja selkeä LED-näyttö tekevät terveyden seurannasta vaivatonta koko perheelle.

**Kiitos, että ostit tuotteen polkumyynti.com-verkkokaupasta!**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vaurioittaa laitetta. Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai jos jokin osa puuttuu.

## TEKNISET TIEDOT

- **Mittaustapa:** Kosketukseton infrapuna (otsalta).
- **Mittausaika:** Vain 1 sekunti.
- **Mittausalue:** 32.0 °C – 42.2 °C.
- **Tarkkuus:** ±0.2 °C (alueella 35.0–42.0 °C).
- **Mittausetäisyys:** 15 mm – 50 mm.
- **Muisti:** 32 viimeisintä mittaustulosta.
- **Virtalähde:** 2 x AAA-paristo (DC 3V).
- **Mitat:** 138 x 37 x 37 mm (ergonominen muotoilu).
- **Malli:** BLOW T-01.

## LAATU- JA TURVALLISUUSERTIFIKAATIT

Tuote on virallinen lääkinnällinen laite, joka täyttää tiukimmat standardit:

- **CE-hyväksytyt:** Täyttää lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/ETY.
- **EN ISO 80601-2-56:2017:** Otsalämpömittarien tarkkuusstandardi.
- **EN 60601-1:** Sähköisten lääkintälaitteiden yleinen turvallisuus.
- **EAN:** 5900804145455.

### Vinkki:

*Jos lapsi on juuri tullut ulkoa tai harrastanut liikuntaa, odota 15-20 minuuttia ennen mittausta, jotta ihon lämpötila on tasaantunut!*

## TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET

- **Hygieeninen ja turvallinen:** Mittaus tapahtuu ilman ihokosketusta, mikä estää bakteerien ja virusten leviämisen perheenjäsenten välillä. Ei tarvetta desinfiointille jokaisen käytön jälkeen.
- **Automaattinen kuumehälytys:** Laite tunnistaa kohonneen lämpötilan ja varoittaa välittömästi, jos lukema on välillä 37,8 °C – 42,2 °C. Tämä poistaa tulkinnanvaraisuuden hätätilanteissa.
- **Kattava seuranta:** 32 paikan muisti mahdollistaa kuumeen kehittymisen seuraamisen pitkältä ajalta ilman erillistä kirjanpitoa.
- **Selkeä LED-näyttö:** Suuret ja kirkkaat numerot näkyvät erinomaisesti myös pimeässä lastenhuoneessa ilman, että valoja tarvitsee syyttää.
- **Älykäs virransäästö:** Mittari sammuu automaattisesti noin 60 sekunnin kuluttua, mikä pidentää paristojen käyttöikää merkittävästi.

## KÄYTTÖKOHTTEET

1. **Kotiapteekki:** Välttämätön varuste lapsiperheille ja aikuisille.
2. **Lääkintä- ja hoitotyö:** Nopea seulonta terveydenhuollon yksiköissä.
3. **Julkiset tilat:** Turvallinen tapa tarkistaa lämpötila sisäänkäynneillä.

# KÄYTTÖOHJE

## NÄIN MITTAAT OIKEIN

1. **Valmistelu:** Varmista, että otsa on puhdas, kuiva eikä sen päällä ole hiuksia tai päähinettä.
2. **Sijoittelu:** Suuntaa mittari otsan keskikohtaan 1,5 – 5 cm etäisyydelle ihosta.
3. **Mittaaminen:** Paina mittauspainiketta kerran. Kuulet merkkiäänen, ja tulos ilmestyy näytölle välittömästi.
4. **Tallennetut tulokset:** Selaa muistia (32 viimeisintä) laitteen asetuspainikkeiden avulla.

## YKSIKÖN VAIHTAMINEN (°C / °F)

Voit vaihtaa asteikon Celsius- ja Fahrenheit-yksiköiden välillä laitteen asetuksista tarpeen mukaan.

## TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- **Ympäristön tasaantuminen:** Anna mittarin ja potilaan olla samassa huoneenlämmössä vähintään 30 minuuttia ennen mittausta mahdollisimman tarkan tuloksen saamiseksi.
- **Huolto:** Puhdista anturin linssi tarvittaessa varovasti alkoholilla kostutetulla vanupuikolla. Älä upota laitetta veteen.
- **Paristot:** Käytä vain laadukkaita AAA-alkaliparistoja. Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättömänä.
- **Lapset:** Tuote ei ole lelu. Älä anna lasten mitata lämpöä ilman aikuisen valvontaa.

## KIERRÄTYSTIEDOT

- Laite: Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER).
- Pakkaus: Kierrätetään kartonkina.

